

**Bilirubin direct (reagent B)**

Data 1.10.2007

Data anteriore 19.3.2004

**1. ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA SOSTANZA O DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA PRODUTTRICE****1.1 Identificazione dell'articolo****1.1.1 Nome commerciale**

Bilirubin direct (reagent B)

**1.1.2 Codice prodotto**

981365

**1.2 Uso della sostanza/preparato****1.2.1 Menzionato per iscritto**

Reagente destinato alla diagnostica in vitro per analizzatore di chimica clinica.

**1.3 Elementi identificativi della sostanza o del preparato e della società/impresa produttrice****1.3.1 Fornitore**

Thermo Fisher Scientific Oy, Clinical Diagnostics Finland

**1.3.2**

Ratastie 2, P.O.Box 100  
 FI-01621 Vantaa  
 FINLAND  
 +358-9-329 100  
 +358-9-3291 0300  
 FI09215470

**2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI****2.1 Componenti pericolosi****2.1.1****2.1.2****Numero CAS o Nome chimico della sostanza  
altre numero**

7632-00-0

Nitrito di sodio

**2.1.3****Concentrazione**

0.75 %

**2.1.4****Classificazione**O; R8;T; R25;N; R50  
Comburente, Tossico, Pericoloso per  
l'ambiente**3. INDICAZIONE DEI PERICOLI****4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO****4.1 Ulteriori suggerimenti**

-

**4.2 Inalazione**

Portare all'aria aperta.

**4.3 Contatto con la pelle**

Lavare con sapone e molta acqua.

**4.4 Contatto con gli occhi**

Lavare immediatamente con molta acqua e sentire il parere di un medico.

**4.5 Ingestione**

Sciacquarsi la bocca. Se necessario consultare un medico.

**5. MISURE ANTINCENDIO****5.1 Mezzi di estinzione appropriati**

Anidride carbonica (CO2), schiuma, acqua.



**Bilirubin direct (reagent B)**

Data 1.10.2007

Data anteriore 19.3.2004

**10. STABILITÀ E REATTIVITÀ****10.3 Prodotti di decomposizione pericolosi**

-

**11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE****11.1 Tossicità acuta**

-

**11.2 Irritazione principale**

-

**11.3 Sensibilizzazione**

-

**11.5 Esperienza umana**

-

**12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE****12.1 Ecotossicità****12.1.1 Tossicità in acqua.**

-

**12.1.2 Tossico per gli altri organismi.**

-

**12.2 Mobilità**

-

**12.3 Persistenza e degradabilità****12.3.1 Biodegradazione**

-

**12.3.2 Degradazione chimica**

-

**12.4 Potenziale di bioaccumulo**

-

**13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO**

Il prodotto deve essere smaltito come chimico da laboratorio in conformità con le leggi locali.

**14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO****14.3 Sostanza N°****14.3.1 Classe**

-

**14.3.2 Rischio N°**

-

**14.3.3 Nome tecnico adeguato**

-

**14.3.4 Ulteriori informazioni**

-

**14.4 Trasporto navale****14.4.1 IMDG**

-

**14.4.2 Proper shipping name**

-

**14.4.3 Ulteriori informazioni**

-

**14.5 Trasporto aereo****14.5.1 ICAO/IATA**

-

**14.5.2 Proper shipping name**

-

**Bilirubin direct (reagent B)**

Data 1.10.2007

Data anteriore 19.3.2004

**14.5.3 Ulteriori informazioni** -**15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE****15.1 Informazioni sull'etichetta di avvertenza.****15.1.1 Codice alfabetico del simbolo di avvertimento e indicazione del pericolo del preparato.**

-

**15.1.2 Nomi degli ingredienti dati sull'etichetta di avvertenza.**

-

**15.1.3 Frasi "R"**

-

**15.1.4 Frasi "S"**

-

**15.1.5 Regolamentazione speciale su alcuni preparati**

-

**15.2 Informazioni sulla normativa nazionali:**

-

**16. ALTRE INFORMAZIONI****16.1 Testo integrale delle frasi R citate nei Capitoli 2 e 3**

R8 Può provocare l'accensione di materie combustibili.  
R25 Tossico per ingestione.  
R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici.

**16.4 Informazioni supplementari disponibili da:**

Codice della scheda di sicurezza del prodotto: D01396-B-MSDS-Bilirubin direct (Reagent B)-IT  
Società citata nel punto 1.3.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono corrette e complete e sono fornite in buona fede come accurate. Caratterizzano il prodotto relativamente alle precauzioni di sicurezza appropriate. Non costituiscono una garanzia sulle proprietà del prodotto.

**16.5 Riferimento da letteratura**

Questo prodotto è stato valutato in conformità alle direttive 1967/548/EEC, 1999/45/EC e 2001/58/EC.  
La scheda di sicurezza del prodotto del produttore.

**16.6 Appendice, Soppressioni, Revisioni**

Cambiamenti nei paragrafi 1.3.

**Data** 01.10.2007

**Firma** LMKo