

**Phosphorus, Reagent A**

Dato 11.1.2010

Tidligere dato -

**1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN****1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt****1.1.1 Handelsnavn**

Phosphorus, Reagent A

**1.1.2 Produkt kode**

981890, 981891

**1.2 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt****1.2.1 Udtrykt på skrift**

In vitro diagnostisk reagens til klinisk kemianalysator.

**1.3 Identifikation af selskab/virksomhed****1.3.1 Leverandør**

Thermo Fisher Scientific Oy, Clinical Diagnostics Finland

**1.3.2**

Ratastie 2, P.O.Box 100

FI-01621 Vantaa

FINLAND

+358-9-329 100

+358-9-3291 0300

FI0921547-0

**Email**

info.cdx.fi@thermofisher.com

**2. FAREIDENTIFIKATION**

Irriterer øjnene og huden.

**3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER****3.1 Farlige komponenter**

<b>3.1.1 CAS/EINECS &amp; Registreringsnummer</b>	<b>3.1.2 Stoffets kemiske navn</b>	<b>3.1.3 Koncentration</b>	<b>3.1.4 Klassifikation</b>
7664-93-9	Svovlsyre	6.5 %	C; R35
9002-93-1	Triton X-100	2.9 %	Xn; R22-41

**4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER****4.1 Øvrige råd**

-

**4.2 Indånding**

Søg frisk luft.

**4.3 Hudkontakt**

Vaskes af med sæbe og rigeligt vand.

**4.4 Øjenkontakt**

Skyl omhyggeligt med rigeligt vand i mindst 15 min. og søg læge.

**4.5 Indtagelse**

Drik rigeligt med vand. Søg læge hvis symptomer opstår.

**5. BRANDBEKÆMPELSE**

**Phosphorus, Reagent A**

Dato 11.1.2010

Tidligere dato -

- 5.1** **Passende slukningsmidler**  
Vand Kulsyre (CO<sub>2</sub>), Skum.

**6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD**

- 6.1** **Personlige beskyttelsesmidler**  
Brug personligt beskyttelsesudstyr.
- 6.2** **Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet**  
Undgå at materialet når kloak eller vandløb.
- 6.3** **Metoder til oprydning**  
Opsug med inaktivt absorberende materiale.

**7. HÅNDTERING OG OPBEVARING**

- 7.2** **Opbevaring**  
Lagres ved temperaturer mellem 15 °C og 30 °C.

**8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER**

- 8.1** **Udsættelses grænseværdier**
- 8.1.1** **Tærskelværdi**  
7664-93-9 Svovlsyre 0,2 mg/m<sup>3</sup> (8 h) 1 mg/m<sup>3</sup> (15 min)
- 8.2** **Eksponeringskontrol**
- 8.2.1** **Foranstaltninger til kontrol af erhvervmæssig eksponering**  
-
- 8.2.1.1** **Åndedrætsværn**  
-
- 8.2.1.2** **Håndværn**  
Beskyttelseshandsker
- 8.2.1.3** **Øjenværn**  
Beskyttelsesbriller
- 8.2.1.4** **Hud- og kropsbeskyttelse**  
Laboratoriekittel.

**9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER**

- 9.1** **Generel information ( udseende, lugt)**  
væske , farveløs . Med svag lugt.
- 9.2** **Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø**
- 9.2.1** **pH** 1.2 (20 °C)
- 9.2.2** **Kogepunkt/område** -
- 9.2.3** **Flammepunkt** Ikke brændbar.
- 9.2.5** **Ekspløsevevne**
- 9.2.5.1** **Nedre udsættelsesgrænse** -
- 9.2.5.2** **Øvre udsættelsesgrænse** -
- 9.2.7** **Damptryk** -
- 9.2.8** **Relativ vægtfylde** 1.041 kg/m<sup>3</sup> (20 °C)
- 9.2.9** **Opløselighed**
- 9.2.9.1** **Vandopløselighed** blandbar
- 9.2.9.2** **Fedt opløselighed ( opløsningsmiddel - olie skal specificeres)** -



**Phosphorus, Reagent A**

Dato 11.1.2010

Tidligere dato -

<b>14.3.3</b>	<b>Rigtig teknisk navn</b>	3264 - Ætsende sur uorganisk væske, n.o.s. Svovlsyre
<b>14.3.4</b>	<b>Yderligere information</b>	-
<b>14.4</b>	<b>So transport</b>	
<b>14.4.1</b>	<b>IMDG</b>	8 UN 3264
<b>14.4.2</b>	<b>Teknisk betegnelse</b>	3264 - Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (Sulphuric acid)
	<b>Pakningsgruppe</b>	III
<b>14.5</b>	<b>Fly transport</b>	
<b>14.5.1</b>	<b>ICAO/IATA</b>	8 UN 3264
<b>14.5.2</b>	<b>Teknisk betegnelse</b>	3264 - Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (Sulphuric acid)
<b>14.5.3</b>	<b>Yderligere information</b>	-

**15. OPLYSNINGER OM REGULERING**

<b>15.1</b>	<b>Information på advarselmærkatens EF etiket</b>	231-639-5
<b>15.1.1</b>	<b>Bogstav kode for advarselssymbol og indikation af fare ved præparation</b>	
	Xi	Lokalirriterende
<b>15.1.2</b>	<b>Navne på ingredienserne på advarselmærkatens</b>	
	Svovlsyre 6.5%	
<b>15.1.3</b>	<b>R-Sætning(er)</b>	
	R36/38	Irriterer øjnene og huden.
<b>15.1.4</b>	<b>S-Sætning(er)</b>	
	S26	Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
	S35	Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.
	S37/39	Brug egnede beskyttelsehandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.
	S46	Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

**16. ANDRE OPLYSNINGER**

<b>16.1</b>	<b>Fulde ordlyd af eventuelle Rsætninger angivet under punkt 2 og 3</b>
	R22 Farlig ved indtagelse.
	R41 Risiko for alvorlig øjenskade.
	R35 Alvorlig ætsningsfare.
	R36/38 Irriterer øjnene og huden.
<b>16.4</b>	<b>Yderlig information kan fås fra:</b>
	Sikkerhedsdatabladets kode: D08125-02-01-SDS-Phosphorus, Reagent A-DA
	Selskab omtalt i punkt 1.3.
	Oplysningerne i dette datablad er efter vor bedste overbevisning korrekte og fuldstændige, og de gives som præcise i god tro. Det beskriver produktet med hensyn til passende forholdsregler vedrørende sikkerhed. Det garanterer ikke produktets egenskaber.
<b>16.5</b>	<b>Litteratur henvisning</b>
	Dette produkt er blevet evalueret i overensstemmelse med direktiverne: 1967/548/EEC, 1999/45/EC og 2001/58/EC.
	Producentens sikkerhedsdatablad.

11.01.2010

UM