

**WASHFLUID**

Dato 7.1.2008

Tidligere dato 23.10.2007

**1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED****1.1 Identifikation af artiklen****1.1.1 Handelsnavn**  
WASHFLUID**1.1.2 Produkt kode**  
981842**1.2 Brug af substans / præparatet****1.2.1 Udtrykt på skrift**

Til generelle laboratorieformål. Vaskeopløsning til den kliniske kemianalysator.

**1.3 Identifikation af stof/præparat og af selskabet/virksomheden****1.3.1 Leverandør**

Thermo Fisher Scientific Oy, Clinical Diagnostics Finland

**1.3.2**Ratastie 2, P.O.Box 100  
FI-01621 Vantaa  
FINLAND  
+358-9-329 100  
+358-9-3291 0300  
FI09215470**1.4 Nødtelefon nr.****1.4.1 Telefon nummer, navn og adresse**

-

**2. FAREIDENTIFIKATION**

-

**3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER****3.1 Farlige komponenter**

| <b>3.1.1 CAS/<br/>EINECS &amp;<br/>Registrerings<br/>nummer</b> | <b>3.1.2 Stoffets kemiske navn</b>     | <b>3.1.3 Koncentration</b> | <b>3.1.4 Klassifikation</b>    |
|---|--|----------------------------|--------------------------------|
| 017-002-01-X  | Hydrogenklorid                         | 1.5 %                      | C; R34;Xi; R37<br>Ætsende.     |
| 26172-55-4  | 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one | < 0.0015 %                 | C; R34, R43; N;R50<br>Ætsende. |
| 2682-20-4   | 2-methyl-4-isothiazolin-3-one          | < 0.0015 %                 | C; R34, R43<br>Ætsende.        |

**3.1.7 Yderligere information**

Kan forårsage irritation af øjne og hud.

**4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER****4.2 Indånding**

Bring den forgiftede ud i frisk luft

**4.3 Hudkontakt**

Skyl med vand.

**4.4 Øjenkontakt**

Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand også under øjenlågene. Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.

**WASHFLUID**

Dato 7.1.2008

Tidligere dato 23.10.2007

**4.5 Indtagelse**

Tilkald omgående læge. Fremkald ikke opkastning. Drik 1 eller 2 glas vand. Drik mælk bagefter, hvis det er muligt.

**5. BRANDBEKÆMPELSE****5.1 Passende slukningsmidler**

Kulsyre (CO<sub>2</sub>), pulver, vand.

**6. FORHOLDSREGLER VED UDSLIP****6.1 Personlige beskyttelsesmidler**

Brug egnet beskyttelsesudstyr.

**6.2 Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet**

-

**6.3 Metoder til oprydning**

Skylls i kloaken med rigeligt vand.

**7. HÅNDTERING OG OPBEVARING****7.1 Håndtering**

beskyttelseshandsker.

**7.2 Opbevaring**

Lagres ved temperaturer mellem 2 °C og 8 °C.

**8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE BESKYTTELSESMIDLER****8.2 Eksponeringskontrol****8.2.1 Foranstaltninger til kontrol af erhvervmæssig eksponering**

-

**8.2.1.1 Åndedrætsværn**

-

**8.2.1.2 Håndværn**

Beskyttelseshandsker.

**8.2.1.3 Øjenværn**

Beskyttelsesbriller. Anvend ansigtsskærm, hvis der er risiko for stænk. Brug ikke kontaktlinser, hvis der er risiko for at få stænk i øjnene.

**8.2.1.4 Hud- og kropsbeskyttelse**

Laboratoriekittel.

**9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER****9.1 Generel information ( udseende, lugt)**

Farveløs, lugtfri væske.

**9.2 Vigtig sundheds- og miljø information****9.2.1 pH**

1

**9.2.2 Kogepunkt/område**

ca. 100 °C (vand)

**9.2.5 Eksplosionsevne****9.2.5.1 Nedre udsættelsesgrænse**

-

**9.2.5.2 Øvre udsættelsesgrænse**

-

**9.2.7 Damptryk**

-

**9.2.8 Relativ vægtfylde**

-

**WASHFLUID**

Dato 7.1.2008

Tidligere dato 23.10.2007

|                |   |                 |
|----------------|---|-----------------|
| <b>9.2.9</b>   | <b>Opløselighed</b>   |                 |
| <b>9.2.9.1</b> | <b>Vandopløselighed</b>   | helt opløselig. |
| <b>9.2.9.2</b> | <b>Fedt opløselighed ( opløsningsmiddel - olie skal specificeres)</b> | -               |
| <b>9.2.10</b>  | <b>Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand)</b>                         | -               |

**10. STABILITET OG REAKTIVITET**

|             |   |
|-------------|---|
| <b>10.1</b> | <b>Forhold, der skal undgås</b><br>Må ikke opbevares i varme rum eller i nærheden af varme genstande.                 |
| <b>10.3</b> | <b>Farlige dekomponeringsprodukter</b><br>Termisk nedbrydning kan føre til frigørelse af irriterende gasser og dampe. |

**11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER**

|             |   |
|-------------|---|
| <b>11.1</b> | <b>Akut toksicitet</b><br>-   |
| <b>11.2</b> | <b>Primærirritation</b><br>Kan forårsage øjen/hudirritation.          |
| <b>11.3</b> | <b>Sensibilisering</b><br>Kan ved hudkontakt forårsage overfølsomhed. |
| <b>11.5</b> | <b>Menneskelig erfaring</b><br>-                                      |

**12. MILJØOPLYSNINGER**

|               |   |
|---------------|---|
| <b>12.1</b>   | <b>Økotoksicitet</b>  |
| <b>12.1.1</b> | <b>Giftig i vand</b><br>Minsker vandets pH-værdi.<br>Giftig for fisk, HCl: LC <sub>50</sub> = 862 mg/l. |
| <b>12.1.2</b> | <b>Giftig overfor andre organismer</b><br>-   |
| <b>12.2</b>   | <b>Mobilitet</b><br>-   |
| <b>12.3</b>   | <b>Persistens og nedbrydelighed</b>   |
| <b>12.3.1</b> | <b>Bionedbrydeligt</b><br>Vandforurenende.  |
| <b>12.3.2</b> | <b>Kemisk nedbrydning</b><br>-  |
| <b>12.4</b>   | <b>Bioakkumulationspotentiale</b><br>-  |

**13. BORTSKAFFELSE**

Produktet skal bortskaffes som laboratoriekemikalie i henhold til lokale regulativer.

**14. TRANSPORTOPLYSNINGER**

|               |                            |   |
|---------------|----------------------------|---|
| <b>14.3</b>   | <b>Stof nr.</b>            |   |
| <b>14.3.1</b> | <b>Klasse</b>              | - |
| <b>14.3.2</b> | <b>Fare nr.</b>            | - |
| <b>14.3.3</b> | <b>Rigtig teknisk navn</b> | - |

**WASHFLUID**

Dato 7.1.2008

Tidligere dato 23.10.2007

|               |                               |   |
|---------------|-------------------------------|---|
| <b>14.3.4</b> | <b>Yderligere information</b> | - |
| <b>14.4</b>   | <b>So transport</b>           | - |
| <b>14.4.1</b> | <b>IMDG</b>                   | - |
| <b>14.4.2</b> | <b>Teknisk betegnelse</b>     | - |
| <b>14.4.3</b> | <b>Yderligere information</b> | - |
| <b>14.5</b>   | <b>Fly transport</b>          | - |
| <b>14.5.1</b> | <b>ICAO/IATA</b>              | - |
| <b>14.5.2</b> | <b>Teknisk betegnelse</b>     | - |
| <b>14.5.3</b> | <b>Yderligere information</b> | - |

**15. OPLYSNINGER OM REGULERING**

|               |  |
|---------------|--|
| <b>15.1</b>   | <b>Information på advarselsmærkat</b>  |
| <b>15.1.1</b> | <b>Bogstav kode for advarselsymbol og indikation af fare ved præparation</b> |
|               | -  |
| <b>15.1.2</b> | <b>Navne på ingredienserne på advarselsmærkat</b>                            |
|               | -  |
| <b>15.1.3</b> | <b>R-Sætning(er)</b>   |
|               | -  |
| <b>15.1.4</b> | <b>S-Sætning(er)</b>   |
|               | -  |
| <b>15.1.5</b> | <b>Specielle regulativer på særlige blandinger</b>                           |
|               | -  |

**16. ANDRE OPLYSNINGER****16.1 Fulde ordlyd af eventuelle Rsætninger angivet under punkt 2 og 3**

|     |  |
|-----|--|
| R34 | Ætsningsfare.                                  |
| R37 | Irriterer åndedrætsorganerne.                  |
| R43 | Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.  |
| R50 | Meget giftig for organismer, der lever i vand. |

**16.4 Yderlig information kan fås fra:**

Sikkerhedsdatabladets kode: D04262-03-01-MSDS-WASHFLUID-DA  
Selskab omtalt i punkt 1.3.

Oplysningerne i dette datablad er efter vor bedste overbevisning korrekte og fuldstændige, og de gives som præcise i god tro. Det beskriver produktet med hensyn til passende forholdsregler vedrørende sikkerhed. Det garanterer ikke produktets egenskaber.

**16.5 Litteratur henvisning**

Producentens sikkerhedsdatablad.

Dette produkt er blevet evalueret i overensstemmelse med direktiverne: 1967/548/EEC, 1999/45/EC og 2001/58/EC.

**16.6 Tilføjelser, sletninger, revideringer**

Ændringer i sektionerne 3 .

7.1.2008

MJK