

Value Sheet / Datenblatt / Fiche de valeurs / Tabulka hodnot / Φύλλο τιμών / Hoja de valores / Väärtuste leht / Értéklap / Scheda dei valori / Verčijū lapas / Vērtību tabula / Arkusz wartości / Folha de valores / Fișa de valori / Hárok hodnôt / Referensblad

Select Ion Low

REF 981059 5 x 2 ml

LOT G882 2012-10

THIS VALUE SHEET IS APPLICABLE FOR KONELAB™ AND T SERIES OUTSIDE THE US.¹⁾

REF		UNIT	sd	±2sd	BAK ₂	TRACEABILITY	C/U
Konelab Systems							
981593		mmol/l mEq/l	0.12	2.8 – 3.2	2.9 – 3.1	NIST, SRM 956c	
981594		mmol/l mEq/l	3.09	113 – 125	115 – 123	NIST, SRM 956c	
981596		mmol/l mEq/l	2.46	77.1 – 86.9	78.3 – 85.7	NIST, SRM 956c	
981598		mmol/l mEq/l	0.04	0.41 – 0.55	0.45 – 0.51	NIST, SRM 956c	
981595		mmol/l mEq/l	0.034 0.068	0.50 – 0.64 1.00 – 1.28	0.49 – 0.65 0.98 – 1.30	JCCRM 321	
981597		–	0.03	7.14 – 7.26	7.17 – 7.23	–	

Notes / Hinweis / Remarque / Poznámky / Σημειώσεις / Notas / Märkused / Megjegyzések / Note / Pastabos / Piezīmes / Uwaga / Notas / Note / Poznámky / Kommentarar:

1) This value sheet is applicable for Konelab™ and T Series outside the US. / Das vorliegende Datenblatt gilt für Konelab™ and die T Series außerhalb der USA. / Cette feuille de valeurs s'utilise avec le Konelab™ et la gamme T hors des Etats-Unis. / Tento protokol platí pro přístroje Konelab™ a řady T mimo USA. / Αυτό το φύλλο τιμών εφαρμόζεται για τις σειρές Konelab™ και T Series εκτός των ΗΠΑ. / Esta hoja de valores es aplicable para Konelab™ y T Series fuera de los EE. UU. / Väärtuste tabel on rakendatav Konelab™ ja T Series aparatuuride väljaspool Ameerika Ühendriike. / Ez az értéktáblázat az Egyesült Államokon kívül forgalmazott Konelab™ és T Seriesre érvényes. / Questo foglio valori è applicabile per Konelab™ e la serie T all'esterno degli USA. / Šis reikšmių lapas taikomas Konelab™ ir „T Series“ už JAV ribų. / Ši vērtību lapa attiecas tikai uz Konelab™ un T Series ārpus ASV. / Niniejsze zestawienie wartości dotyczy Konelab™ oraz T Series poza granicami USA. / Esta folha de valores aplica-se ao Konelab™ e à série T fora dos EUA. / Această fișă de valori se aplică pentru Konelab și Seria T în afara S.U.A. / Tento hárok hodnôt je použiteľný pre Konelab™ a T Sériu mimo USA. / Detta faktablad gäller för Konelab™ och T-serien utanför USA.

2) Deutsches Ärzteblatt, 15. Feb. 2008.



Thermo Fisher Scientific Oy
Clinical Diagnostics Finland
Ratatie 2, P.O. Box 100, FI-01621 Vantaa, Finland
Tel. +358 9 329 100, Fax +358 9 3291 0300
www.thermo.com/konelab
2011-11-16



Value Sheet / Datenblatt / Fiche de valeurs / Tabulka hodnot / Φύλλο τιμών / Hoja de valores / Väärtuste leht / Értéklap / Scheda dei valori / Verčij lapas / Vērtību tabula / Arkusz wartości / Folha de valores / Fișa de valori / Hárok hodnôt / Referensblad

Select Ion Low

REF 981059 5 x 2 ml

LOT G660 2014- 01

THIS VALUE SHEET IS APPLICABLE FOR KONELAB™ AND T SERIES OUTSIDE THE US.¹⁾

REF		UNIT	sd	±2sd	BAK ₂	TRACEABILITY	C/U
Konelab Systems							
981593		mmol/l mEq/l	0.12	2.8 – 3.2	2.9 – 3.1	NIST, SRM 956c	
981594		mmol/l mEq/l	3.05	111 – 123	113 – 121	NIST, SRM 956c	
981596		mmol/l mEq/l	2.40	75.2 – 84.8	76.4 – 83.6	NIST, SRM 956c	
981598		mmol/l mEq/l	0.04	0.43 – 0.57	0.47 – 0.53	NIST, SRM 956c	
981595		mmol/l mEq/l	0.031 0.062	0.46 – 0.58 0.92 – 1.16	0.44 – 0.60 0.88 – 1.20	JCCRM 321	
981597		–	0.03	7.14 – 7.26	7.17 – 7.23	–	

Notes / Hinweis / Remarque / Poznámky / Σημειώσεις / Notas / Märkused / Megjegyzések / Note / Pastabos / Piezīmes / Uwaga / Notas / Note / Poznámky / Kommentarer:

1) This value sheet is applicable for Konelab™ and T Series outside the US. / Das vorliegende Datenblatt gilt für Konelab™ and die T Series außerhalb der USA. / Cette feuille de valeurs s'utilise avec le Konelab™ et la gamme T hors des Etats-Unis. / Tento protokol platí pro přístroje Konelab™ a řady T mimo USA. / Αυτό το φύλλο τιμών εφαρμόζεται για τις σειρές Konelab™ και T Series εκτός των ΗΠΑ. / Esta hoja de valores es aplicable para Konelab™ y T Series fuera de los EE. UU. / Väärtuste tabel on rakendatav Konelab™ ja T Series aparatuuride väljaspool Ameerika Ühendriike. / Ez az értéktáblázat az Egyesült Államokon kívül forgalmazott Konelab™ és T Seriesre érvényes. / Questo foglio valori è applicabile per Konelab™ e la serie T all'esterno degli USA. / Šis reikšmių lapas taikomas Konelab™ ir „T Series“ už JAV ribų. / Ši vērtību lapa attiecas tikai uz Konelab™ un T Series ārpus ASV. / Niniejsze zestawienie wartości dotyczy Konelab™ oraz T Series poza granicami USA. / Esta folha de valores aplica-se ao Konelab™ e à série T fora dos EUA. / Această fișă de valori se aplică pentru Konelab și Seria T în afara S.U.A. / Tento hárok hodnôt je použiteľný pre Konelab™ a T Sériu mimo USA. / Detta faktablad gäller för Konelab™ och T-serien utanför USA.

2) Deutsches Ärzteblatt, 15. Feb. 2008.



Thermo Fisher Scientific Oy
Clinical Diagnostics Finland
Ratatie 2, P.O. Box 100, FI-01621 Vantaa, Finland
Tel. +358 9 329 100, Fax +358 9 3291 0300
www.thermo.com/konelab
2011-10-26



Value Sheet / Datenblatt / Fiche de valeurs / Tabulka hodnot / Φύλλο τιμών / Hoja de valores / Väärtuste leht / Értéklap / Scheda dei valori / Verčių lapas / Vērtību tabula / Arkusz wartości / Folha de valores / Fișa de valori / Hárok hodnôt / Referensblad

Select Ion Low

REF 981059 5 x 2 ml

LOT F635 2012-04

THIS VALUE SHEET IS APPLICABLE FOR KONELAB™ AND T SERIES OUTSIDE THE US.¹⁾

REF		UNIT	sd	±2sd	BÄK ₂	TRACEABILITY	CU
Konelab Systems							
981593	Potassium (K ⁺)	mmol/l mEq/l	0.12	2.8 – 3.2	2.9 – 3.1	NIST, SRM 956c	
981594	Sodium (Na ⁺)	mmol/l mEq/l	3.09	113 – 125	115 – 123	NIST, SRM 956c	
981596	Chloride (Cl ⁻)	mmol/l mEq/l	2.46	77.1 – 86.9	78.3 – 85.7	NIST, SRM 956c	X
981598	Lithium (Li ⁺)	mmol/l mEq/l	0.04	0.41 – 0.55	0.45 – 0.51	NIST, SRM 956c	
981595	Calcium (Ca ²⁺) pH 7.4	mmol/l mEq/l	0.034 0.068	0.50 – 0.64 1.00 – 1.28	0.49 – 0.65 0.98 – 1.30	JCCRM 321	
981597	pH	–	0.03	7.14 – 7.26	7.17 – 7.23	–	

Notes / Hinweis / Remarque / Poznámky / Σημειώσεις / Notas / Märkused / Megjegyzések / Note / Pastabos / Piezīmes / Uwaga / Notas / Note / Poznámky / Kommentarer:

1) This value sheet is applicable for Konelab™ and T Series outside the US. / Das vorliegende Datenblatt gilt für Konelab™ and die T Series außerhalb der USA. / Cette feuille de valeurs s'utilise avec le Konelab™ et la gamme T hors des Etats-Unis. / Tento protokol platí pro přístroje Konelab™ a řady T mimo USA. / Αυτό το φύλλο τιμών εφαρμόζεται για τις σειρές Konelab™ και T Series εκτός των ΗΠΑ. / Esta hoja de valores es aplicable para Konelab™ y T Series fuera de los EE. UU. / Väärtuste tabel on rakendatav Konelab™ ja T Series aparatuuride väljaspool Ameerika Ühendriike. / Ez az értéktáblázat az Egyesült Államokon kívül forgalmazott Konelab™ és T Seriesre érvényes. / Questo foglio valori è applicabile per Konelab™ e la serie T all'esterno degli USA. / Šis reikšmių lapas taikomas Konelab™ ir „T Series“ už JAV ribų. / Ši vērtību lapa attiecas tikai uz Konelab™ un T Series ārpus ASV. / Niniejsze zestawienie wartości dotyczy Konelab™ oraz T Series poza granicami USA. / Esta folha de valores aplica-se ao Konelab™ e à série T fora dos EUA. / Această fișă de valori se aplică pentru Konelab și Seria T în afara S.U.A. / Tento hárok hodnôt je použiteľný pre Konelab™ a T Sériu mimo USA. / Detta faktablad gäller för Konelab™ och T-serien utanför USA.

2) Deutsches Ärzteblatt, 15. Feb. 2008.



Thermo Fisher Scientific Oy
Clinical Diagnostics Finland
Ratastie 2, P.O. Box 100, FI-01621 Vantaa, Finland
Tel. +358 9 329 100, Fax +358 9 3291 0300
www.thermo.com/konelab
2011-09-16



Value Sheet / Datenblatt / Fiche de valeurs / Tabulka hodnot / Φύλλο τιμών / Hoja de valores / Väärtuste leht / Értéklap / Scheda dei valori / Verčijų lapas / Vērtību tabula / Arkusz wartości / Folha de valores / Fișa de valori / Hárok hodnôt / Referensblad

Select Ion Normal

REF 981058 5 x 2 ml

LOT G883 2012-10

THIS VALUE SHEET IS APPLICABLE FOR KONELAB™ AND T SERIES OUTSIDE THE US.¹⁾

REF	\oplus	UNIT	sd	$\geq 2sd$	$\geq 2sd$	TRACEABILITY	C/U
Konelab Systems							
981593 Potassium (K ⁺)	4.3	mmol/l mEq/l	0.14	4.0 – 4.6	4.1 – 4.5	NIST, SRM 956c	
981594 Sodium (Na ⁺)	137	mmol/l mEq/l	2.47	132 – 142	133 – 141	NIST, SRM 956c	
981596 Chloride (Cl ⁻)	102.5	mmol/l mEq/l	2.56	97.4 – 107.6	97.9 – 107.1	NIST, SRM 956c	
981598 Lithium (Li ⁺)	0.79	mmol/l mEq/l	0.04	0.72 – 0.86	0.74 – 0.84	NIST, SRM 956c	
981595 Calcium (Ca ²⁺) pH 7.4	1.21 2.42	mmol/l mEq/l	0.048 0.096	1.11 – 1.31 2.22 – 2.62	1.12 – 1.30 2.24 – 2.60	JCCRM 321	
981597 pH	7.40	–	0.03	7.34 – 7.46	7.37 – 7.43	–	

Notes / Hinweis / Remarque / Poznámky / Σημειώσεις / Notas / Märkused / Megjegyzések / Note / Pastabos / Piezīmes / Uwaga / Notas / Note / Poznámky / Kommentarar:

1) This value sheet is applicable for Konelab™ and T Series outside the US. / Das vorliegende Datenblatt gilt für Konelab™ und die T Series außerhalb der USA. / Cette feuille de valeurs s'utilise avec le Konelab™ et la gamme T hors des Etats-Unis. / Tento protokol platí pro přístroje Konelab™ a řady T mimo USA. / Αυτό το φύλλο τιμών εφαρμόζεται για τις σειρές Konelab™ και T Series εκτός των ΗΠΑ. / Esta hoja de valores es aplicable para Konelab™ y T Series fuera de los EE. UU. / Väärtuste tabel on rakendatav Konelab™ ja T Series aparaatidele väljaspool Ameerika Ühendriike. / Ez az értéktáblázat az Egyesült Államokon kívül forgalmazott Konelab™ és T Seriesre érvényes. / Questo foglio valori è applicabile per Konelab™ e la serie T all'esterno degli USA. / Šis reikšmių lapas taikomas Konelab™ ir „T Series“ už JAV ribų. / Šī vērtību lapa attiecas tikai uz Konelab™ un T Series ārpus ASV. / Niniejsze zestawienie wartości dotyczy Konelab™ oraz T Series poza granicami USA. / Esta folha de valores aplica-se ao Konelab™ e à série T fora dos EUA. / Această fișă de valori se aplică pentru Konelab și Seria T în afara S.U.A. / Tento hárok hodnôt je použiteľný pre Konelab™ a T Sériu mimo USA. / Detta faktablad gäller för Konelab™ och T-serien utanför USA.

2) Deutsches Ärzteblatt, 15. Feb. 2008.



Thermo Fisher Scientific Oy
Clinical Diagnostics Finland
Ratatie 2, P.O. Box 100, FI-01621 Vantaa, Finland
Tel. +358 9 329 100, Fax +358 9 3291 0300
www.thermo.com/konelab
2011-11-16



Value Sheet / Datenblatt / Fiche de valeurs / Tabulka hodnot / Φύλλο τιμών / Hoja de valores / Väärtuste leht / Értéklap / Scheda dei valori / Verčij lapas / Vērtību tabula / Arkusz wartości / Folha de valores / Fișa de valori / Hárok hodnôt / Referensblad

Select Ion Normal

REF 981058 5 x 2 ml

LOT G661 2014-01

THIS VALUE SHEET IS APPLICABLE FOR KONELAB™ AND T SERIES OUTSIDE THE US.¹⁾

REF	\oplus	UNIT	sd	$\pm 2sd$	NBÄK_{2}	TRACEABILITY	C/U
Konelab Systems							
981593 Potassium (K ⁺)	4.3	mmol/l mEq/l	0.14	4.0 – 4.6	4.1 – 4.5	NIST, SRM 956c	
981594 Sodium (Na ⁺)	135	mmol/l mEq/l	2.44	130 – 140	131 – 139	NIST, SRM 956c	
981596 Chloride (Cl ⁻)	100.8	mmol/l mEq/l	2.52	95.8 – 105.8	96.3 – 105.3	NIST, SRM 956c	
981598 Lithium (Li ⁺)	0.80	mmol/l mEq/l	0.04	0.73 – 0.87	0.75 – 0.85	NIST, SRM 956c	
981595 Calcium (Ca ²⁺) pH 7.4	1.05 2.10	mmol/l mEq/l	0.053 0.106	0.94 – 1.16 1.88 – 2.32	0.97 – 1.13 1.94 – 2.26	JCCRM 321	
981597 pH	7.40	–	0.03	7.34 – 7.46	7.37 – 7.43	–	

Notes / Hinweis / Remarque / Poznámky / Σημειώσεις / Notas / Märkused / Megjegyzések / Note / Pastabos / Piezīmes / Uwaga / Notas / Note / Poznámky / Kommentarer:

1) This value sheet is applicable for Konelab™ and T Series outside the US. / Das vorliegende Datenblatt gilt für Konelab™ und die T Series außerhalb der USA. / Cette feuille de valeurs s'utilise avec le Konelab™ et la gamme T hors des Etats-Unis. / Tento protokol platí pro přístroje Konelab™ a řady T mimo USA. / Αυτό το φύλλο τιμών εφαρμόζεται για τις σειρές Konelab™ και T Series εκτός των ΗΠΑ. / Esta hoja de valores es aplicable para Konelab™ y T Series fuera de los EE. UU. / Väärtuste tabel on rakendatav Konelab™ ja T Series aparaatidele väljaspool Ameerika Ühendriike. / Ez az értéktáblázat az Egyesült Államokon kívül forgalmazott Konelab™ és T Seriesre érvényes. / Questo foglio valori è applicabile per Konelab™ e la serie T all'esterno degli USA. / Šis reikšmių lapas taikomas Konelab™ ir „T Series“ už JAV ribų. / Ši vērtību lapa attiecas tikai uz Konelab™ un T Series ārpus ASV. / Niniejsze zestawienie wartości dotyczy Konelab™ oraz T Series poza granicami USA. / Esta folha de valores aplica-se ao Konelab™ e à série T fora dos EUA. / Această fișă de valori se aplică pentru Konelab și Seria T în afara S.U.A. / Tento hárok hodnôt je použiteľný pre Konelab™ a T Sériu mimo USA. / Detta faktablad gäller för Konelab™ och T-serien utanför USA.

2) Deutsches Ärzteblatt, 15. Feb. 2008.



Thermo Fisher Scientific Oy
Clinical Diagnostics Finland
Ratatie 2, P.O. Box 100, FI-01621 Vantaa, Finland
Tel. +358 9 329 100, Fax +358 9 3291 0300
www.thermo.com/konelab
2011-10-26



Value Sheet / Datenblatt / Fiche de valeurs / Tabulka hodnot / Φύλλο τιμών / Hoja de valores / Väärtuste leht / Értéklap / Scheda dei valori / Verčių lapas / Vērtību tabula / Arkusz wartości / Folha de valores / Fișa de valori / Hárok hodnôt / Referensblad

Select Ion Normal

REF 981058 5 x 2 ml

LOT F636 2012-04

THIS VALUE SHEET IS APPLICABLE FOR KONELAB™ AND T SERIES OUTSIDE THE US.¹⁾

REF	\oplus	UNIT	sd	$\geq 2sd$	$\geq 2sd$	TRACEABILITY	CU
Konelab Systems							
981593 Potassium (K ⁺)	4.3	mmol/l mEq/l	0.14	4.0 – 4.6	4.1 – 4.5	NIST, SRM 956c	
981594 Sodium (Na ⁺)	137	mmol/l mEq/l	2.47	132 – 142	133 – 141	NIST, SRM 956c	
981596 Chloride (Cl ⁻)	102.5	mmol/l mEq/l	2.56	97.4 – 107.6	97.9 – 107.1	NIST, SRM 956c	X
981598 Lithium (Li ⁺)	0.79	mmol/l mEq/l	0.04	0.72 – 0.86	0.74 – 0.84	NIST, SRM 956c	
981595 Calcium (Ca ²⁺) pH 7.4	1.21 2.42	mmol/l mEq/l	0.048 0.096	1.11 – 1.31 2.22 – 2.62	1.12 – 1.30 2.24 – 2.60	JCCRM 321	
981597 pH	7.40	–	0.03	7.34 – 7.46	7.37 – 7.43	–	

Notes / Hinweis / Remarque / Poznámky / Σημειώσεις / Notas / Märkused / Megjegyzések / Note / Pastabos / Piezīmes / Uwaga / Notas / Note / Poznámky / Kommentarer:

1) This value sheet is applicable for Konelab™ and T Series outside the US. / Das vorliegende Datenblatt gilt für Konelab™ and die T Series außerhalb der USA. / Cette feuille de valeurs s'utilise avec le Konelab™ et la gamme T hors des Etats-Unis. / Tento protokol platí pro přístroje Konelab™ a řady T mimo USA. / Αυτό το φύλλο τιμών εφαρμόζεται για τις σειρές Konelab™ και T Series εκτός των ΗΠΑ. / Esta hoja de valores es aplicable para Konelab™ y T Series fuera de los EE. UU. / Väärtuste tabel on rakendatav Konelab™ ja T Series aparatuuride väljaspool Ameerika Ühendriike. / Ez az értéktáblázat az Egyesült Államokon kívül forgalmazott Konelab™ és T Seriesre érvényes. / Questo foglio valori è applicabile per Konelab™ e la serie T all'esterno degli USA. / Šis reikšmių lapas taikomas Konelab™ ir „T Series“ už JAV ribų. / Ši vērtību lapa attiecas tikai uz Konelab™ un T Series ārpus ASV. / Niniejsze zestawienie wartości dotyczy Konelab™ oraz T Series poza granicami USA. / Esta folha de valores aplica-se ao Konelab™ e à série T fora dos EUA. / Această fișă de valori se aplică pentru Konelab și Seria T în afara S.U.A. / Tento hárok hodnôt je použiteľný pre Konelab™ a T Sériu mimo USA. / Detta faktablad gäller för Konelab™ och T-serien utanför USA.

2) Deutsches Ärzteblatt, 15. Feb. 2008.



Thermo Fisher Scientific Oy
Clinical Diagnostics Finland
Ratastie 2, P.O. Box 100, FI-01621 Vantaa, Finland
Tel. +358 9 329 100, Fax +358 9 3291 0300
www.thermo.com/konelab
2011-09-16



Value Sheet / Datenblatt / Fiche de valeurs / Tabulka hodnot / Φύλλο τιμών / Hoja de valores / Väärtuste leht / Értéklap / Scheda dei valori / Verčij lapas / Vērtību tabula / Arkusz wartości / Folha de valores / Fișa de valori / Hárok hodnôt / Referensblad

Select Ion High

REF 981094 5 x 2 ml

LOT G884 2012-10

THIS VALUE SHEET IS APPLICABLE FOR KONELAB™ AND T SERIES OUTSIDE THE US.¹⁾

REF	\oplus	UNIT	sd	$\geq 2sd$	$\geq 2sd$	TRACEABILITY	C/U
Konelab Systems							
981593 Potassium (K ⁺)	5.7	mmol/l mEq/l	0.14	5.4 – 6.0	5.4 – 6.0	NIST, SRM 956c	
981594 Sodium (Na ⁺)	154	mmol/l mEq/l	2.46	149 – 159	149 – 159	NIST, SRM 956c	
981596 Chloride (Cl ⁻)	121.7	mmol/l mEq/l	2.19	117.3 – 126.1	116.2 – 127.2	NIST, SRM 956c	
981598 Lithium (Li ⁺)	1.13	mmol/l mEq/l	0.05	1.03 – 1.23	1.06 – 1.20	NIST, SRM 956c	
981595 Calcium (Ca ²⁺) pH 7.4	1.82 3.64	mmol/l mEq/l	0.055 0.110	1.71 – 1.93 3.42 – 3.86	1.68 – 1.96 3.36 – 3.92	JCCRM 321	
981597 pH	7.60	–	0.03	7.54 – 7.66	7.57 – 7.63	–	

Notes / Hinweis / Remarque / Poznámky / Σημειώσεις / Notas / Märkused / Megjegyzések / Note / Pastabos / Piezīmes / Uwaga / Notas / Note / Poznámky / Kommentarer:

1) This value sheet is applicable for Konelab™ and T Series outside the US. / Das vorliegende Datenblatt gilt für Konelab™ und die T Series außerhalb der USA. / Cette feuille de valeurs s'utilise avec le Konelab™ et la gamme T hors des Etats-Unis. / Tento protokol platí pro přístroje Konelab™ a řady T mimo USA. / Αυτό το φύλλο τιμών εφαρμόζεται για τις σειρές Konelab™ και T Series εκτός των ΗΠΑ. / Esta hoja de valores es aplicable para Konelab™ y T Series fuera de los EE. UU. / Väärtuste tabel on rakendatav Konelab™ ja T Series aparaatidele väljaspool Ameerika Ühendriike. / Ez az értéktáblázat az Egyesült Államokon kívül forgalmazott Konelab™ és T Seriesre érvényes. / Questo foglio valori è applicabile per Konelab™ e la serie T all'esterno degli USA. / Šis reikšmių lapas taikomas Konelab™ ir „T Series“ už JAV ribų. / Šī vērtību lapa attiecas tikai uz Konelab™ un T Series ārpus ASV. / Niniejsze zestawienie wartości dotyczy Konelab™ oraz T Series poza granicami USA. / Esta folha de valores aplica-se ao Konelab™ e à série T fora dos EUA. / Această fișă de valori se aplică pentru Konelab și Seria T în afara S.U.A. / Tento hárok hodnôt je použiteľný pre Konelab™ a T Sériu mimo USA. / Detta faktablad gäller för Konelab™ och T-serien utanför USA.

2) Deutsches Ärzteblatt, 15. Feb. 2008.



Thermo Fisher Scientific Oy
Clinical Diagnostics Finland
Ratatie 2, P.O. Box 100, FI-01621 Vantaa, Finland
Tel. +358 9 329 100, Fax +358 9 3291 0300
www.thermo.com/konelab
2011-11-16



Value Sheet / Datenblatt / Fiche de valeurs / Tabulka hodnot / Φύλλο τιμών / Hoja de valores / Väärtuste leht / Értéklap / Scheda dei valori / Verčij lapas / Vērtību tabula / Arkusz wartości / Folha de valores / Fișa de valori / Hárok hodnôt / Referensblad

Select Ion High

REF 981094 5 x 2 ml

LOT G662 2014-01

THIS VALUE SHEET IS APPLICABLE FOR KONELAB™ AND T SERIES OUTSIDE THE US.¹⁾

REF	\oplus	UNIT	sd	$\geq 2sd$	$\geq 2sd$	TRACEABILITY	C/U
Konelab Systems							
981593 Potassium (K ⁺)	5.7	mmol/l mEq/l	0.14	5.4 – 6.0	5.4 – 6.0	NIST, SRM 956c	
981594 Sodium (Na ⁺)	153	mmol/l mEq/l	2.45	148 – 158	148 – 158	NIST, SRM 956c	
981596 Chloride (Cl ⁻)	123.1	mmol/l mEq/l	2.46	118.2 – 128.0	117.6 – 128.6	NIST, SRM 956c	
981598 Lithium (Li ⁺)	1.10	mmol/l mEq/l	0.05	1.00 – 1.20	1.03 – 1.17	NIST, SRM 956c	
981595 Calcium (Ca ²⁺) pH 7.4	1.93 3.86	mmol/l mEq/l	0.058 0.116	1.81 – 2.05 3.62 – 4.10	1.79 – 2.07 3.58 – 4.14	JCCRM 321	
981597 pH	7.60	–	0.03	7.54 – 7.66	7.57 – 7.63	–	

Notes / Hinweis / Remarque / Poznámky / Σημειώσεις / Notas / Märkused / Megjegyzések / Note / Pastabos / Piezīmes / Uwaga / Notas / Note / Poznámky / Kommentarer:

1) This value sheet is applicable for Konelab™ and T Series outside the US. / Das vorliegende Datenblatt gilt für Konelab™ und die T Series außerhalb der USA. / Cette feuille de valeurs s'utilise avec le Konelab™ et la gamme T hors des Etats-Unis. / Tento protokol platí pro přístroje Konelab™ a řady T mimo USA. / Αυτό το φύλλο τιμών εφαρμόζεται για τις σειρές Konelab™ και T Series εκτός των ΗΠΑ. / Esta hoja de valores es aplicable para Konelab™ y T Series fuera de los EE. UU. / Väärtuste tabel on rakendatav Konelab™ ja T Series aparatuuride väljaspool Ameerika Ühendriike. / Ez az értéktáblázat az Egyesült Államokon kívül forgalmazott Konelab™ és T Seriesre érvényes. / Questo foglio valori è applicabile per Konelab™ e la serie T all'esterno degli USA. / Šis reikšmių lapas taikomas Konelab™ ir „T Series“ už JAV ribų. / Ši vērtību lapa attiecas tikai uz Konelab™ un T Series ārpus ASV. / Niniejsze zestawienie wartości dotyczy Konelab™ oraz T Series poza granicami USA. / Esta folha de valores aplica-se ao Konelab™ e à série T fora dos EUA. / Această fișă de valori se aplică pentru Konelab și Seria T în afara S.U.A. / Tento hárok hodnôt je použiteľný pre Konelab™ a T Sériu mimo USA. / Detta faktablad gäller för Konelab™ och T-serien utanför USA.

2) Deutsches Ärzteblatt, 15. Feb. 2008.



Thermo Fisher Scientific Oy
Clinical Diagnostics Finland
Ratatie 2, P.O. Box 100, FI-01621 Vantaa, Finland
Tel. +358 9 329 100, Fax +358 9 3291 0300
www.thermo.com/konelab
2011-10-26



Value Sheet / Datenblatt / Fiche de valeurs / Tabulka hodnot / Φύλλο τιμών / Hoja de valores / Väärtuste leht / Értéklap / Scheda dei valori / Verčių lapas / Vērtību tabula / Arkusz wartości / Folha de valores / Fișa de valori / Hárok hodnôt / Referensblad

Select Ion High

REF 981094 5 x 2 ml

LOT F637 2012-04

THIS VALUE SHEET IS APPLICABLE FOR KONELAB™ AND T SERIES OUTSIDE THE US.¹⁾

REF	\oplus	UNIT	sd	$\geq 2sd$	$\geq 2sd$	TRACEABILITY	CU
Konelab Systems							
981593 Potassium (K ⁺)	5.7	mmol/l mEq/l	0.14	5.4 – 6.0	5.4 – 6.0	NIST, SRM 956c	
981594 Sodium (Na ⁺)	154	mmol/l mEq/l	2.46	149 – 159	149 – 159	NIST, SRM 956c	
981596 Chloride (Cl ⁻)	121.7	mmol/l mEq/l	2.19	117.3 – 126.1	116.2 – 127.2	NIST, SRM 956c	X
981598 Lithium (Li ⁺)	1.13	mmol/l mEq/l	0.05	1.03 – 1.23	1.06 – 1.20	NIST, SRM 956c	
981595 Calcium (Ca ²⁺) pH 7.4	1.82 3.64	mmol/l mEq/l	0.055 0.110	1.71 – 1.93 3.42 – 3.86	1.68 – 1.96 3.36 – 3.92	JCCRM 321	
981597 pH	7.60	–	0.03	7.54 – 7.66	7.57 – 7.63	–	

Notes / Hinweis / Remarque / Poznámky / Σημειώσεις / Notas / Märkused / Megjegyzések / Note / Pastabos / Piezīmes / Uwaga / Notas / Note / Poznámky / Kommentarer:

1) This value sheet is applicable for Konelab™ and T Series outside the US. / Das vorliegende Datenblatt gilt für Konelab™ and die T Series außerhalb der USA. / Cette feuille de valeurs s'utilise avec le Konelab™ et la gamme T hors des Etats-Unis. / Tento protokol platí pro přístroje Konelab™ a řady T mimo USA. / Αυτό το φύλλο τιμών εφαρμόζεται για τις σειρές Konelab™ και T Series εκτός των ΗΠΑ. / Esta hoja de valores es aplicable para Konelab™ y T Series fuera de los EE. UU. / Väärtuste tabel on rakendatav Konelab™ ja T Series aparatuuridele väljaspool Ameerika Ühendriike. / Ez az értéktáblázat az Egyesült Államokon kívül forgalmazott Konelab™ és T Seriesre érvényes. / Questo foglio valori è applicabile per Konelab™ e la serie T all'esterno degli USA. / Šis reikšmių lapas taikomas Konelab™ ir „T Series“ už JAV ribų. / Ši vėrtību lapa attiecas tikai uz Konelab™ un T Series ārpus ASV. / Niniejsze zestawienie wartości dotyczy Konelab™ oraz T Series poza granicami USA. / Esta folha de valores aplica-se ao Konelab™ e à série T fora dos EUA. / Această fișă de valori se aplică pentru Konelab și Seria T în afara S.U.A. / Tento hárok hodnôt je použiteľný pre Konelab™ a T Sériu mimo USA. / Detta faktablad gäller för Konelab™ och T-serien utanför USA.

2) Deutsches Ärzteblatt, 15. Feb. 2008.



Thermo Fisher Scientific Oy
Clinical Diagnostics Finland
Ratastie 2, P.O. Box 100, FI-01621 Vantaa, Finland
Tel. +358 9 329 100, Fax +358 9 3291 0300
www.thermo.com/konelab
2011-09-16

