

Value Sheet / Datenblatt / Fiche de valeurs / Tabulka hodnot / Φύλλο τιμών / Hoja de valores / Väärtuste leht / Értéklap / Scheda dei valori / Verčijų lapas / Vērtību tabula / Arkusz wartości / Folha de valores / Fișa de valori / Hárok hodnôt / Referensblad

## SPECITROL

REF 981250 5 x 1 ml

LOT G510 2012-09

THIS VALUE SHEET IS APPLICABLE FOR KONELAB™ AND T SERIES OUTSIDE THE US.<sup>1)</sup>

REF	$\varnothing$	UNIT	sd	$\mathbf{\nabla\pm 2sd\blacktriangleleft}$	$\mathbf{\nabla B\ddot{A}K\blacktriangleleft}$ <sup>2)</sup>
<b>Albumin</b> 981660	32.0 3.20	g/l g/dl	2.40 0.240	27.2 - 36.8 2.72 - 3.68	28.0 - 36.0 2.80 - 3.60
<b>Albumin MST</b> 981927	32.0 3.20	g/l g/dl	2.40 0.240	27.2 - 36.8 2.72 - 3.68	28.0 - 36.0 2.80 - 3.60
<b>Alpha-1-antitrypsin</b> 981661, 981928	1.05 105	g/l mg/dl	0.053 5.3	0.95 - 1.16 95 - 116	
<b>Antistreptolysin O</b> 981802	116	IU/ml	13	90 - 142	
<b>Ceruloplasmin</b> 981919	0.26 26	g/l mg/dl	0.020 2.0	0.22 - 0.30 22 - 30	
<b>Complement C3</b> 981664, 981931	1.09 109	g/l mg/dl	0.082 8.2	0.93 - 1.25 93 - 125	
<b>Complement C4</b> 981665, 981932	0.20 20	g/l mg/dl	0.015 1.5	0.17 - 0.23 17 - 23	
<b>Haptoglobin</b> 981667, 981935	0.88 88	g/l mg/dl	0.062 6.2	0.76 - 1.00 76 - 100	
<b>Immunoglobulin A</b> 981668, 981936	1.62 162	g/l mg/dl	0.122 12.2	1.38 - 1.86 138 - 186	1.43 - 1.81 143 - 181
<b>Immunoglobulin G</b> 981669, 981937	8.1 810	g/l mg/dl	0.61 60.8	6.9 - 9.3 689 - 932	7.3 - 8.9 729 - 891
<b>Immunoglobulin M</b> 981670, 981938	0.71 71	g/l mg/dl	0.053 5.3	0.60 - 0.82 60 - 82	0.62 - 0.80 62 - 80
<b>Orosomucoïd</b> 981671, 981940	0.58 58	g/l mg/dl	0.044 4.4	0.49 - 0.67 49 - 67	
<b>Prealbumin</b> 981672, 981941	0.20 20	g/l mg/dl	0.015 1.5	0.17 - 0.23 17 - 23	
<b>Transferrin</b> 981673, 981943	2.13 213	g/l mg/dl	0.160 16.0	1.81 - 2.45 181 - 245	1.93 - 2.33 193 - 233

Notes / Hinweis / Remarque / Poznámky / Σημειώσεις / Notas / Märkused / Megjegyzések / Note / Pastabos / Piezīmes / Uwaga / Notas / Note / Poznámky / Kommentar:

1) This value sheet is applicable for Konelab™ and T Series outside the US. / Das vorliegende Datenblatt gilt für Konelab™ and die T Series außerhalb der USA. / Cette feuille de valeurs s'utilise avec le Konelab™ et la gamme T hors des Etats-Unis. / Tento protokol platí pro přístroje Konelab™ a řady T mimo USA. / Αυτό το φύλλο τιμών εφαρμόζεται για τις σειρές Konelab™ και T Series εκτός των ΗΠΑ. / Esta hoja de valores es aplicable para Konelab™ y T Series fuera de los EE. UU. / Väärtuste tabel on rakendatav Konelab™ ja T Series aparatuuride väljaspool Ameerika Ühendriike. / Ez az értéktáblázat az Egyesült Államokon kívül forgalmazott Konelab™ és T Seriesre érvényes. / Questo foglio valori è applicabile per Konelab™ e la serie T all'esterno degli USA. / Šis reikšmių lapas taikomas Konelab™ ir „T Series“ už JAV ribų. / Ši vērtību lapa attiecas tikai uz Konelab™ un T Series ārpus ASV. / Niniejsze zestawienie wartości dotyczy Konelab™ oraz T Series poza granicami USA. / Esta folha de valores aplica-se ao Konelab™ e à série T fora dos EUA. / Această fișă de valori se aplică pentru Konelab și Seria T în afara S.U.A. / Tento hárok hodnôt je použiteľný pre Konelab™ a T Sériu mimo USA. / Detta faktablad gäller för Konelab™ och T-serien utanför USA.

2) Deutsches Ärzteblatt, 15. Feb. 2008.



Thermo Fisher Scientific Oy  
Clinical Diagnostics Finland  
Ratatie 2, P.O. Box 100, FI-01621 Vantaa, Finland  
Tel. +358 9 329 100, Fax +358 9 3291 0300  
www.thermo.com/konelab  
2011-06-29



Value Sheet / Datenblatt / Fiche de valeurs / Tabulka hodnot / Φύλλο τιμών / Hoja de valores / Väärtuste leht / Értéklap / Scheda dei valori / Verçiu lapas / Vērtību tabula / Arkusz wartości / Folha de valores / Fişa de valori / Hárok hodnôt / Referensblad

## SPECITROL

REF 981250 5 x 1 ml

LOT G301 2012-04

THIS VALUE SHEET IS APPLICABLE FOR KONELAB™ AND T SERIES OUTSIDE THE US.<sup>1)</sup>

REF	$\varnothing$	UNIT	sd	$\blacktriangleright \pm 2sd \blacktriangleleft$	$\blacktriangleright \text{BÄKK} \blacktriangleleft$ <sup>2)</sup>
<b>Albumin</b> 981660	32.0 3.20	g/l g/dl	2.40 0.240	27.2 - 36.8 2.72 - 3.68	28.0 - 36.0 2.80 - 3.60
<b>Albumin MST</b> 981927	32.0 3.20	g/l g/dl	2.40 0.240	27.2 - 36.8 2.72 - 3.68	28.0 - 36.0 2.80 - 3.60
<b>Alpha-1-antitrypsin</b> 981661, 981928	1.05 105	g/l mg/dl	0.053 5.3	0.95 - 1.16 95 - 116	
<b>Antistreptolysin O</b> 981802	116	IU/ml	13	90 - 142	
<b>Ceruloplasmin</b> 981919	0.26 26	g/l mg/dl	0.020 2.0	0.22 - 0.30 22 - 30	
<b>Complement C3</b> 981664, 981931	1.09 109	g/l mg/dl	0.082 8.2	0.93 - 1.25 93 - 125	
<b>Complement C4</b> 981665, 981932	0.20 20	g/l mg/dl	0.015 1.5	0.17 - 0.23 17 - 23	
<b>Haptoglobin</b> 981667, 981935	0.88 88	g/l mg/dl	0.062 6.2	0.76 - 1.00 76 - 100	
<b>Immunoglobulin A</b> 981668, 981936	1.62 162	g/l mg/dl	0.122 12.2	1.38 - 1.86 138 - 186	1.43 - 1.81 143 - 181
<b>Immunoglobulin G</b> 981669, 981937	8.1 810	g/l mg/dl	0.61 60.8	6.9 - 9.3 689 - 932	7.3 - 8.9 729 - 891
<b>Immunoglobulin M</b> 981670, 981938	0.71 71	g/l mg/dl	0.053 5.3	0.60 - 0.82 60 - 82	0.62 - 0.80 62 - 80
<b>Orosomucoïd</b> 981671, 981940	0.58 58	g/l mg/dl	0.044 4.4	0.49 - 0.67 49 - 67	
<b>Prealbumin</b> 981672, 981941	0.20 20	g/l mg/dl	0.015 1.5	0.17 - 0.23 17 - 23	
<b>Transferrin</b> 981673, 981943	2.13 213	g/l mg/dl	0.160 16.0	1.81 - 2.45 181 - 245	1.93 - 2.33 193 - 233

Notes / Hinweis / Remarque / Poznámky / Σημειώσεις / Notas / Märkused / Megjegyzések / Note / Pastabos / Piezīmes / Uwaga / Notas / Note / Poznámky / Kommentar:

1) This value sheet is applicable for Konelab™ and T Series outside the US. / Das vorliegende Datenblatt gilt für Konelab™ and die T Series außerhalb der USA. / Cette feuille de valeurs s'utilise avec le Konelab™ et la gamme T hors des Etats-Unis. / Tento protokol platí pro přístroje Konelab™ a řady T mimo USA. / Αυτό το φύλλο τιμών εφαρμόζεται για τις σειρές Konelab™ και T Series εκτός των ΗΠΑ. / Esta hoja de valores es aplicable para Konelab™ y T Series fuera de los EE. UU. / Väärtuste tabel on rakendatav Konelab™ ja T Series aparatuuridele väljaspool Ameerika Ühendriike. / Ez az értéktáblázat az Egyesült Államokon kívül forgalmazott Konelab™ és T Seriesre érvényes. / Questo foglio valori è applicabile per Konelab™ e la serie T all'esterno degli USA. / Šis reikšmių lapas taikomas Konelab™ ir „T Series“ už JAV ribų. / Ši vērtību lapa attiecas tikai uz Konelab™ un T Series ārpus ASV. / Niniejsze zestawienie wartości dotyczy Konelab™ oraz T Series poza granicami USA. / Esta folha de valores aplica-se ao Konelab™ e à série T fora dos EUA. / Această fișă de valori se aplică pentru Konelab și Seria T în afara S.U.A. / Tento hárok hodnôt je použiteľný pre Konelab™ a T Sériu mimo USA. / Detta faktablad gäller för Konelab™ och T-serien utanför USA.

2) Deutsches Ärzteblatt, 15. Feb. 2008.



Thermo Fisher Scientific Oy  
Clinical Diagnostics Finland  
Ratatie 2, P.O. Box 100, FI-01621 Vantaa, Finland  
Tel. +358 9 329 100, Fax +358 9 3291 0300  
www.thermo.com/konelab  
2011-04-08



Value Sheet / Datenblatt / Fiche de valeurs / Tabulka hodnot / Φύλλο τιμών / Hoja de valores / Väärtuste leht / Értéklap / Scheda dei valori / Verčijų lapas / Vērtību tabula / Arkusz wartości / Folha de valores / Fișa de valori / Hárok hodnôt / Referensblad

## SPECITROL

REF 981250 5 x 1 ml

LOT F876 2012-02

THIS VALUE SHEET IS APPLICABLE FOR KONELAB™ AND T SERIES OUTSIDE THE US.<sup>1)</sup>

REF	$\phi$	UNIT	sd	$\pm 2sd$	$\pm 2\sigma$ <sup>2)</sup>
<b>Albumin</b> 981660	32.0 3.20	g/l g/dl	2.40 0.240	27.2 - 36.8 2.72 - 3.68	28.0 - 36.0 2.80 - 3.60
<b>Albumin MST</b> 981927	32.0 3.20	g/l g/dl	2.40 0.240	27.2 - 36.8 2.72 - 3.68	28.0 - 36.0 2.80 - 3.60
<b>Alpha-1-antitrypsin</b> 981661, 981928	1.05 105	g/l mg/dl	0.053 5.3	0.95 - 1.16 95 - 116	
<b>Antistreptolysin O</b> 981802	116	IU/ml	13	90 - 142	
<b>Ceruloplasmin</b> 981919	0.26 26	g/l mg/dl	0.020 2.0	0.22 - 0.30 22 - 30	
<b>Complement C3</b> 981664, 981931	1.09 109	g/l mg/dl	0.082 8.2	0.93 - 1.25 93 - 125	
<b>Complement C4</b> 981665, 981932	0.20 20	g/l mg/dl	0.015 1.5	0.17 - 0.23 17 - 23	
<b>Haptoglobin</b> 981667, 981935	0.88 88	g/l mg/dl	0.062 6.2	0.76 - 1.00 76 - 100	
<b>Immunoglobulin A</b> 981668, 981936	1.62 162	g/l mg/dl	0.122 12.2	1.38 - 1.86 138 - 186	1.43 - 1.81 143 - 181
<b>Immunoglobulin G</b> 981669, 981937	8.1 810	g/l mg/dl	0.61 60.8	6.9 - 9.3 689 - 932	7.3 - 8.9 729 - 891
<b>Immunoglobulin M</b> 981670, 981938	0.71 71	g/l mg/dl	0.053 5.3	0.60 - 0.82 60 - 82	0.62 - 0.80 62 - 80
<b>Orosomucoïd</b> 981671, 981940	0.58 58	g/l mg/dl	0.044 4.4	0.49 - 0.67 49 - 67	
<b>Prealbumin</b> 981672, 981941	0.20 20	g/l mg/dl	0.015 1.5	0.17 - 0.23 17 - 23	
<b>Transferrin</b> 981673, 981943	2.13 213	g/l mg/dl	0.160 16.0	1.81 - 2.45 181 - 245	1.93 - 2.33 193 - 233

Notes / Hinweis / Remarque / Poznámky / Σημειώσεις / Notas / Märkused / Megjegyzések / Note / Pastabos / Piezīmes / Uwaga / Notas / Note / Poznámky / Kommentar:

1) This value sheet is applicable for Konelab™ and T Series outside the US. / Das vorliegende Datenblatt gilt für Konelab™ and die T Series außerhalb der USA. / Cette feuille de valeurs s'utilise avec le Konelab™ et la gamme T hors des Etats-Unis. / Tento protokol platí pro přístroje Konelab™ a řady T mimo USA. / Αυτό το φύλλο τιμών εφαρμόζεται για τις σειρές Konelab™ και T Series εκτός των ΗΠΑ. / Esta hoja de valores es aplicable para Konelab™ y T Series fuera de los EE. UU. / Väärtuste tabel on rakendatav Konelab™ ja T Series aparatuuride väljaspool Ameerika Ühendriike. / Ez az értéktáblázat az Egyesült Államokon kívül forgalmazott Konelab™ és T Seriesre érvényes. / Questo foglio valori è applicabile per Konelab™ e la serie T all'esterno degli USA. / Šis reikšmių lapas taikomas Konelab™ ir „T Series“ už JAV ribų. / Ši vērtību lapa attiecas tikai uz Konelab™ un T Series ārpus ASV. / Niniejsze zestawienie wartości dotyczy Konelab™ oraz T Series poza granicami USA. / Esta folha de valores aplica-se ao Konelab™ e à série T fora dos EUA. / Această fișă de valori se aplică pentru Konelab și Seria T în afara S.U.A. / Tento hárok hodnôt je použiteľný pre Konelab™ a T Sériu mimo USA. / Detta faktablad gäller för Konelab™ och T-serien utanför USA.

2) Deutsches Ärzteblatt, 15. Feb. 2008.



Thermo Fisher Scientific Oy  
Clinical Diagnostics Finland  
Ratatie 2, P.O. Box 100, FI-01621 Vantaa, Finland  
Tel. +358 9 329 100, Fax +358 9 3291 0300  
www.thermo.com/konelab  
2010-12-14



Value Sheet / Datenblatt / Fiche de valeurs / Tabulka hodnot / Φύλλο τιμών / Hoja de valores / Väärtuste leht / Értéklap / Scheda dei valori / Verçiu lapas / Vērtību tabula / Arkusz wartości / Folha de valores / Fişa de valori / Hárok hodnôt / Referensblad

## SPECITROL

REF 981250 5 x 1 ml

LOT F571 2011-10

THIS VALUE SHEET IS APPLICABLE FOR KONELAB™ AND T SERIES OUTSIDE THE US.<sup>1)</sup>

REF	$\varnothing$	UNIT	sd	$\gg\pm 2sd\ll$	$\gg\text{BÄKK}\ll$ <sup>2)</sup>
<b>Albumin</b>	34.0	g/l	2.55	28.9 - 39.1	29.8 - 38.3
981660	3.40	g/dl	0.255	2.89 - 3.91	2.98 - 3.83
<b>Albumin MST</b>	34.0	g/l	2.55	28.9 - 39.1	29.8 - 38.3
981927	3.40	g/dl	0.255	2.89 - 3.91	2.98 - 3.83
<b>Alpha-1-antitrypsin</b>	1.04	g/l	0.052	0.94 - 1.14	
981661, 981928	104	mg/dl	5.2	94 - 114	
<b>Antistreptolysin O</b>	122	IU/ml	13	95 - 149	
981802					
<b>Ceruloplasmin</b>	0.28	g/l	0.021	0.24 - 0.32	
981919	28	mg/dl	2.1	24 - 32	
<b>Complement C3</b>	1.09	g/l	0.082	0.93 - 1.25	
981664, 981931	109	mg/dl	8.2	93 - 125	
<b>Complement C4</b>	0.21	g/l	0.016	0.18 - 0.24	
981665, 981932	21	mg/dl	1.6	18 - 24	
<b>Haptoglobin</b>	0.85	g/l	0.060	0.73 - 0.97	
981667, 981935	85	mg/dl	6.0	73 - 97	
<b>Immunoglobulin A</b>	1.66	g/l	0.125	1.41 - 1.91	1.46 - 1.86
981668, 981936	166	mg/dl	12.5	141 - 191	146 - 186
<b>Immunoglobulin G</b>	8.2	g/l	0.62	7.0 - 9.4	7.4 - 9.0
981669, 981937	820	mg/dl	61.5	697 - 943	738 - 902
<b>Immunoglobulin M</b>	0.69	g/l	0.052	0.59 - 0.79	0.60 - 0.78
981670, 981938	69	mg/dl	5.2	59 - 79	60 - 78
<b>Orosomucoid</b>	0.62	g/l	0.047	0.53 - 0.71	
981671, 981940	62	mg/dl	4.7	53 - 71	
<b>Prealbumin</b>	0.21	g/l	0.016	0.18 - 0.24	
981672, 981941	21	mg/dl	1.6	18 - 24	
<b>Transferrin</b>	2.22	g/l	0.167	1.89 - 2.55	2.01 - 2.43
981673, 981943	222	mg/dl	16.7	189 - 255	201 - 243

Notes / Hinweis / Remarque / Poznámky / Σημειώσεις / Notas / Märkused / Megjegyzések / Note / Pastabos / Piezīmes / Uwaga / Notas / Note / Poznámky / Kommentarer:

1) This value sheet is applicable for Konelab™ and T Series outside the US. / Das vorliegende Datenblatt gilt für Konelab™ and die T Series außerhalb der USA. / Cette feuille de valeurs s'utilise avec le Konelab™ et la gamme T hors des Etats-Unis. / Tento protokol platí pro přístroje Konelab™ a řady T mimo USA. / Αυτό το φύλλο τιμών εφαρμόζεται για τις σειρές Konelab™ και T Series εκτός των ΗΠΑ. / Esta hoja de valores es aplicable para Konelab™ y T Series fuera de los EE. UU. / Väärtuste tabel on rakendatav Konelab™ ja T Series aparatuuride väljaspool Ameerika Ühendriike. / Ez az értéktáblázat az Egyesült Államokon kívül forgalmazott Konelab™ és T Seriesre érvényes. / Questo foglio valori è applicabile per Konelab™ e la serie T all'esterno degli USA. / Šis reikšmių lapas taikomas Konelab™ ir „T Series“ už JAV ribų. / Ši vērtību lapa attiecas tikai uz Konelab™ un T Series ārpus ASV. / Niniejsze zestawienie wartości dotyczy Konelab™ oraz T Series poza granicami USA. / Esta folha de valores aplica-se ao Konelab™ e à série T fora dos EUA. / Această fișă de valori se aplică pentru Konelab și Seria T în afara S.U.A. / Tento hárok hodnôt je použiteľný pre Konelab™ a T Sériu mimo USA. / Detta faktablad gäller för Konelab™ och T-serien utanför USA.

2) Deutsches Ärzteblatt, 15. Feb. 2008.



Thermo Fisher Scientific Oy  
Clinical Diagnostics Finland  
Ratastie 2, P.O. Box 100, FI-01621 Vantaa, Finland  
Tel. +358 9 329 100, Fax +358 9 3291 0300  
www.thermo.com/konelab  
2010-09-06

