

WASHFLUID

Datums 7.1.2008

Iepriekšējais datums 23.10.2007

1. VIELAS / PREPARĀTA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA**1.1 Vielas/produkta identifikācija****1.1.1 Produkta nosaukums**

WASHFLUID

1.1.2 Produkta kods

981842

1.2 Ieteicamā lietošana**1.2.1 Izteikts rakstiski**

Vispārīgai izmantošanai laboratorijā. Klīniskās bioķīmijas analīžu aprīkojuma mazgāšanas šķīdums.

1.3 Ražotājs, importētājs, piegādātājs**1.3.1 Ražotājs, importētājs, piegādātājs**

Thermo Fisher Scientific Oy, Clinical Diagnostics Finland

1.3.2

Ratastie 2, P.O.Box 100

FI-01621 Vantaa

FINLAND

+358-9-329 100

+358-9-3291 0300

FI09215470

2. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA**3. ĶĪMISKĀ PRODUKTA SASTĀVS UN ZIŅAS PAR TĀ SASTĀVDAĻĀM****3.1 Bīstamās sastāvdaļas****3.1.1****CAS/
EINECS &
Reģistrācijas
Nr.**

017-002-01-X

3.1.2**Vielas ķīmiskais nosaukums**

Hlorūdeòradis

3.1.3**Koncentrācija**

1.5 %

3.1.4**Klasifikācija**

C; R34;Xi; R37

Kodīgs

26172-55-4

5-hloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ons

< 0.0015 %

C; R34, R43; N;R50

Kodīgs

2682-20-4

2-metil-4-isotiazolin-3-ons

< 0.0015 %

C; R34, R43

Kodīgs

3.1.7 Turpmāka informācija

Var izraisīt acu un ādas kairinājumu.

4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI**4.2 Ieelpošana**

Pārvietot svaigā gaisā.

4.3 Nokļūšana uz ādas

Skalot ar ūdeni.

4.4 Nokļūšana acīs

Nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens, arī zem acu plakstiņiem. Ja acu kairinājums saglabājas, konsultējies ar speciālistu.

WASHFLUID

Datums 7.1.2008

Iepriekšējais datums 23.10.2007

- 4.5 Norīšana**
Nekavējoties sazināties ar ārstu. NEizraisīt vemšanu. Izdzert 1 vai 2 ūdens glāzes. Ja iespējams, pēc tam dzert pienu.

5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

- 5.1 Piemēroti ugunsdzēsšanas līdzekļi**
oglekļa dioksīds (CO₂), sausais pulveris, ūdens

6. PASĀKUMI NEJAUŠAS IZDALĪŠANĀS GADĪJUMOS

- 6.1 Personāla drošības pasākumi**
Lietot personālo aizsardzības aprīkojumu.
- 6.2 Vides aizsardzības pasākumi**
-
- 6.3 Savākšanas metodes**
Ieskalot kanalizācijā ar lielu daudzumu ūdens.

7. UZGLABĀŠANAS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI

- 7.1 Apiešanās**
aizsargcimdi
- 7.2 Uzglabāšana**
Glabāt temperatūrā starp 2 un 8 °C.

8. DARBA DROŠĪBAS NOTEIKUMI

- 8.2 Vides ekspozīcijas kontrole**
- 8.2.1 Aroda ekspozīcijas kontrole**
-
- 8.2.1.1**
-
- 8.2.1.2**
aizsargcimdi
- 8.2.1.3**
Aizsargbrilles. Sejas aizsargs, ja pastāv izšļakstīšanās risks. Nelietojiet kontaktlēcas, ja pastāv risks iešļakstīt vielu acīs.
- 8.2.1.4**
Laboratorijas ķitelis.

9. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

- 9.1 Vispārīga informācija (agregātstāvoklis, smarža)**
bezkrāsas, bez smaržas, šķidrums
- 9.2 Svarīga informācija veselības un vides aizsardzībai**
- 9.2.1 pH** 1
- 9.2.2 Viršanas punkts/intervāls** aptuveni 100 °C (ūdens)
- 9.2.5 Sprādzienbīstamās īpašības**
- 9.2.5.1 Apakšējā sprādzienbīstamības robeža** -
- 9.2.5.2 Augšējā sprādzienbīstamības robeža** -
- 9.2.7 Tvaiku spiediens** -
- 9.2.8 Relatīvais blīvums** -

WASHFLUID

Datums 7.1.2008

Iepriekšējais datums 23.10.2007

| | | |
|---------------|-------------------------------------|---|
| 14.3.4 | Turpmāka informācija | - |
| 14.4 | Jūras transports | - |
| 14.4.1 | IMDG | - |
| 14.4.2 | Pareizs tehniskais nosaukums | - |
| 14.4.3 | Turpmāka informācija | - |
| 14.5 | Gaisa transports | - |
| 14.5.1 | ICAO/IATA | - |
| 14.5.2 | Pareizs tehniskais nosaukums | - |
| 14.5.3 | Turpmāka informācija | - |

15. REGLAMENTATĪVA INFORMĀCIJA

| | |
|---------------|--|
| 15.1 | Informācija uz brīdinājuma etiķetes |
| 15.1.1 | Bīstamības apzīmējums ar burtu un bīstamības paskaidrojums produktam - |
| 15.1.2 | Sastāvdaļu nosaukumi, kas doti uz brīdinājuma etiķetes - |
| 15.1.3 | Vielas iedarbības raksturojums (R frāze(-s)) - |
| 15.1.4 | Drošības prasību apzīmējumi (S frāze(-s)) - |
| 15.1.5 | Izņēmuma marķējums īpašiem produktiem - |

16. CITA INFORMĀCIJA

| | |
|-------------|--|
| 16.1 | 2. un 3. nodaļās minētā ķīmiskās vielas iedarbības raksturojuma (R frāžu) pilns teksts R34 Rada apdegumus. R37 Kairina elpošanas sistēmu. R43 Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu. R50 Ļoti toksisks ūdens organismiem. |
| 16.4 | Papildus informāciju var iegūt Drošības datu lapas kods: D05049-03-01-MSDS-WASHFLUID-LV Kompānija minēta apakšpunktā 1.3. Pēc mūsu labākās pārlicēšanas informācija šajā datu lapā ir pareiza un pilnīga un tiek sniegta kā precīza. Tā ietver produkta informāciju par atbilstošiem drošības pasākumiem. Informācija negarantē produkta īpašības. |
| 16.5 | Atsauču saraksts Produkts ir novērtēts atbilstoši direktīvām 1967/548/EEC, 1999/45/EC un 2001/58/EC. |
| 16.6 | Papildinājumi, svītrojumi, grozījumi Izmaiņas apakšpunktos 3 |

7.1.2008

MJK