

Registro di Manutenzione Quotidiana Konelab 20, 20XT, PRIME 30, PRIME 60

Mese: _____

Seriale #: _____

Manutenzione Quotidiana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Accesso Utente																															
Verifica Contenitore Acqua Deionizzata																															
Verifica Contenitore Acque Reflue																															
Verifica Scomparto Rifiuti Cuvette																															
Aggiunta Cuvette al Caricatore																															
Verifica sacchetto ISE Cal1																															
Verifica Stato Reagente																															
Esecuzione Avvio (Schermata principale -F1-Avvio)																															
Esecuzione Standby (Schermata principale - F2- Standby)																															
Eliminazione File Quotidiani (Schermata principale-F8/F3/F7)																															
Rimozione Segmenti (Schermata principale-Dischetto sample- F5)																															
Rimozione contenitori Cal/QC																															
Pulitura Aghi/Spatola(e) F8/F2/F8/F4																															
Pulitura Pozzetti di Lavaggio																															
Verifica posizione Ago/Miscelatore F8/F2/F5																															
Pulitura Superfici (con panno bagnato)																															
Disconnessione																															
Iniziali dell'operatore																															

Firma del Supervisore _____

Registro di Manutenzione Settimanale Konelab 20, 20XT, PRIME 30, PRIME 60

Mese: _____

Seriale#: _____

Manutenzione Settimanale	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 5
Lavaggio Contenitori Acque reflue e Acqua Deionizzata					
Verifica Elettrodo Soluzione di Riferimento					
Pulitura Segmenti Campione					
Pulitura Dischetto Sample/Reagente					
Asciugatura della condensa sotto il dischetto reagente (tutti i modelli) e sotto il dischetto sample (modelli PRIME)					
Avvio della Workstation					
Iniziali dell'operatore					

Firma del Supervisore _____

Registro di Manutenzione Mensile Konelab 20, 20XT, PRIME 30, PRIME 60

Anno: _____

Seriale #: _____

Manutenzione Mensile	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lavaggio Linee con Soluzione di Lavaggio al 4,5% diluita 1+4												
Lavaggio tubi ISE con Soluzione di Lavaggio al 4,5%												
Stampa singola dei test cumulativi QC (Schermata principale – F8/F1/F5)												
Salvataggio del Database (Schermata principale – F8/F3/F3)												
Iniziali dell'operatore												

Firma del Supervisore _____